


(De)montagehandleiding voor de GANNET® Getrapte boor



Montage:

- 1 Plaats de boor in de gewenste positie in de boorhouder
- 2 Plaats de moer en draai deze aan

Demontage:

Demonteer de onderdelen in omgekeerde volgorde



Manufacturer: BAAT Medical Products B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 88 56 56 600 • www.baatmedical.com

Distributor: GANNET B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 85 401 26 45 • www.gannetimplant.com

02019BR081217_GANNET_Disassembly_Instructions_Stepped_Drill_NL_rev7 (1 April 2020)

